


EM団子編

増やし方シリーズ その4

用意するもの EM団子約100個分



[土]14Kg
粘土質の方が
適しています。



[EMボカシ]
700g
米ぬかでも可



[EM活性液]
4~5L
米のとぎ汁EM
発酵液でも可



[EMスーパー
セラ発酵C]
15g



大きめの桶やタライ



ジョウロ



乾燥用のトレイ



新聞紙

手順



①大きめの桶やタライに
土、EMボカシ(米ぬか)
EMスーパーセラ発酵C
を入れてよく混ぜます。



②使用する土の湿り具合
に合わせて、団子状に固め
やすい粘度になるまでEM
活性液を加えます。



③粘土状になったら、テニ
スボール程度の大きさに
丸めます。



④トレイに新聞紙を敷き、丸め
た団子を並べます。



⑤急激な乾燥を避けるため
直射日光や強い風の当たら
ないところで熟成させます。



⑥2週間程度で菌糸が生え
てきたら完成です。



⑦1㎡あたり1個を目安に投入
します。(ヘドロが多い場所は
もう少し多めに投入します)

ポイント

1. しっかり硬くなっていれば、表面の菌糸が少なくても大丈夫です。鯉節のようにかたくなっていれば、中まで菌糸が張っている証拠です。
2. 菌糸の色はどんな色でも問題ありません。
3. 畑などに埋めると、土壌改良の効果があります。

EMの使い方
についてのお問い
合わせはこちら



EM研究機構

〒901-2311 沖縄県中頭郡北中城村喜舎場1478
TEL: 098-935-0202 FAX: 098-935-0205

<http://www.emro.co.jp>